

# C-SAILOR PRO CHIRURGIE-EINHEIT

NEU

Die Chirurgie-Einheit bietet mit dem leichten Motor im Winkelstück, der einfachen Bedienung über einen Touch-Screen und der integrierten Wasserversorgung maximale Freiheit bei Ihrer Arbeit.

## EINFÜHRUNGS- PREIS

inkl. grünem Winkelstück  
mit LED-Beleuchtung

1.495 €  
+ MwSt.



### Technische Parameter:

- Max. Leistung: 150 W
- Stromversorgung: AC230V 50 / 60 Hz
- Drehzahl: 300-4000 U/min
- Einstellbares Drehmoment: 5 Ncm-80 Ncm
- Wasserversorgungsvolumen: In vier Stufen einstellbar, bis 150 ml/min
- Beleuchtung: Bis 30.000 Lux
- Motor: Bürstenloser chirurgischer Motor
- Maße (cm): 42 x 38 x 26
- Gesamtgewicht: 5,5 kg

### Chirurgie-Einheit

- 1 x Chirurgische Einheit mit Touch-Bildschirm
- 1 x Winkelstück (grün 20:1) mit LED-Beleuchtung und Ablage
- 1 x Multifunktions-Pedal

Lieferung in hochwertigem Aluminiumkoffer

REF 6117



### Highlights:

- Großer Touch-Bildschirm für beste Übersicht und Auswahl der Behandlungsparameter
- Einfache Bedienbarkeit und Installation
- Spülvorrichtung mit Kühlfunktion
- Wasserversorgung in vier Stufen regelbar
- Neue Motorengeneration mit einem Drehmoment bis zu 80 Ncm
- Leichter bürstenloser Hochleistungsmotor für die kraftvolle Drehmomentabgabe ohne Leistungsverlust oder Ermüdungserscheinungen beim Anwender
- Sterilisation von Motor und Kabel
- LED-Beleuchtung mit einer Helligkeit bis 30.000 Lux
- Einstellbare Beleuchtung und Sound
- Multifunktionale Pedalsteuerung

Alle Produkt-  
neuheiten finden  
Sie hier:

(QR-Code scannen)



Gleich online im  
Champions-Implants-Shop  
oder per Fax bestellen!

Mehr Informationen zu unseren Produkten:

[www.champions-implants.com](http://www.champions-implants.com)

champions  implants

# CHIRURGIE-EINHEIT

## Bestellung

\_\_\_\_\_ Stück C-Sailor Pro Chirurgie-Einheit (REF 6117)

à € 1.495,-\*

Rechnungsanschrift (ggf. Stempel)

Name \_\_\_\_\_

Straße/Nr. \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

KD-Nr. \_\_\_\_\_

Lieferanschrift (ggf. Stempel)

Name \_\_\_\_\_

Straße/Nr. \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

KD-Nr. \_\_\_\_\_

\* Preise zzgl. MwSt.

**Bestell-Fax: +49 (0) 6734 10 53**

**Frachtkostenfreie Lieferung ab € 500,- Netto-Bestellwert**

Wir bestellen zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Champions-Implants-GmbH (AGB auf Homepage > Shop > AGB) die aufgeführten Artikel.

Bitte senden Sie mir den aktuellen Produktkatalog

Bitte senden Sie mir das Fortbildungsprogramm

**CHAMPIONS-IMPLANTS GMBH**

Im Baumfeld 30 | Champions Platz 1 | D-55237 Flonheim

fon +49 (0)6734 91 40 80 | fax +49 (0)6734 10 53

info@champions-implants.com

Kennen Sie schon die Fortbildungen der Future Dental Academy?

**Freitag: MIMI® – Minimalinvasive Methodik der Implantation**

**Samstag: BioWin!-Zirkonimplantat & Smart Grinder  
1 Tageskurs (Fr. oder Sa.) = 10 Fortbildungspunkte!**

**Termine und Anmeldeformular auf  
unserer Website:**

**[www.champions-implants.com](http://www.champions-implants.com)**



Bestellschein Chirurgie Einheit  
15. Januar 2019, 11:26 vorm.

# BE PART OF THE CHAMPIONS® (R)EVOLUTION!

